

DNA 検査システム(Typing)

DNA 検査システムは、**Typing** 業務において、管理用バーコードによって、各プロセスが間違いなく実施されるかチェックを行うと同時に、進捗状況も把握できるようにするシステムです

ID	Primer Pick Up	Primer Pick Up			PCR Mix	Genome Temp	PCR	96-384	Spotting	Invader Mix	CALL	ID
		F	R	S								
0001	P559M.200001.lst	0	0	0	0	0						0001
0002	P559M.200002.lst	0	0	0	0	0						0002
0003	P559M.200003.lst	0	0	0	0	0						0003
0004	P559M.200004.lst	0	0	0	0	0						0004
0005	P559M.200005.lst	0	0	0	0	0						0005
0006	P559M.200006.lst	0	0	0	0	0						0006
0007	P559M.200007.lst	0	0	0	0	0						0007
0008	P559M.200008.lst	0	0	0	0	0						0008
0009	P559M.200009.lst	0	0	0	0	0						0009
0010	P560P.200010.lst	0	0	0	0	0						0010
0011	P560P.200011.lst	0	0	0	0	0						0011
0012	P560P.200012.lst	0	0	0	0	0						0012
0013	P560P.200013.lst	0	0	0	0	0						0013
0014	P560P.200014.lst	0	0	0	0	0						0014
0015	P560P.200015.lst	0	0	0	0	0						0015
0016	P560P.200016.lst	0	0	0	0	0						0016
0017	P560P.200017.lst	0	0	0	0	0						0017
0018	P560P.200018.lst	0	0	0	0	0						0018
0019	P560P.200019.lst	0	0	0	0	0						0019
0020	P560M.200020.lst	0	0	0	0	0						0020

全工程の進捗管理画面

リモートで検査室で行われている各検査の進捗および内容が閲覧できます。



ピックアップ作業/Biomek,Multimek



PCR/約 60℃で一晩該当箇所を増やす



Multimek/希釈



Tango/分注






超音波/パッケージング




*.sdsファイルがサーバへ転送。




サーバ(Linux)

Raven/DNA 分析



DNA 検査結果分析画面(1)



DNA 検査結果分析画面(2)

プライマー注文内容例(プライマー作成によって自動作成)

本ソフトについてサポートは行っておりません。

免責事項：

弊社は、本ソフトウェアの使用、または使用できないことにより生じた損害に関していかなる責任も負わないものとします。

最終更新:2018.08.29

Copyright © 2002-2018 [JAVASYS](#) ([eco-bems](#) & [eco-cloud](#) & [linchpin](#)) All Rights Reserved.